



Die Freiheit zu Reisen

Patienteninformation Sauerstoff - VIVIttravel

We care



VIVISOL
Home Care Services



2	Meine Therapie
3-4	Über VIVItavel
5-6	Autoreisen
7-8	Busreisen
9-10	Flugreisen
11-12	Schiffsreisen
13-14	Zugreisen
15-16	Camping
17-18	Sauerstofftankstellen
19-20	Ich möchte reisen...



Meine Therapie

Tragen Sie Ihre Daten ein - als Überblick über Ihre Therapie

Meine persönlichen Daten

Anrede	Vor- und Zuname
Straße	PLZ / Ort
Sozialversicherungsnummer	Telefon

Mein behandelnder Lungenfacharzt / behandelnde Lungenfachärztin

Anrede	Vor- und Zuname
Straße	PLZ / Ort
Telefonnummer	Ordinationszeiten

Meine Therapiedaten

Therapiegerät (Standeinheit)	Optional: Therapiegerät (Mobile Einheit)
Sauerstoffverbrauch in l/min. (in Ruhe)	Sonstiges
Flüssigsauerstofflieferant von VIVISOL	Handynummer Flüssigsauerstofflieferant 01 / 542 62 83
Persönliche/r Ansprechpartner/in bei VIVISOL	VIVISOL Telefonnummer

Über VIVIttravel

Nutzen Sie unser Service bis zu 3 Wochen im Kalenderjahr

*Relaxen Sie
wir kümmern
uns darum*

Die Freiheit zu Reisen

Eines der Ziele der Sauerstofflangzeittherapie ist es, die Mobilität der Patienten zu garantieren. Mobil zu sein bedeutet auch reisen zu können und die Freizeit vollkommen entspannt außerhalb des üblichen Wohnsitzes zu verbringen.

Bitte beachten Sie

Um während der Reise einen angenehmen und sicheren Aufenthalt genießen zu können, bitten wir Sie, einige einfache Ratschläge und Regeln zu beachten.

Dabei handelt es sich um zusätzliche und speziellere Informationen als die, die Sie bei der Ersteinweisung von uns erhalten haben.

Vorankündigung

Bitte benachrichtigen Sie unser VIVIttravel Reiseservice-Team 3 Wochen vor Reisebeginn bei einer Reise innerhalb Österreich und 4-6 Wochen vor Reisebeginn bei einer Reise ins Ausland.

Legen Sie den Tag der Ankunft am Urlaubsort nach Möglichkeit auf einen Werktag. Sollten Sie Ihren Aufenthalt vorzeitig abbrechen, so möchten wir Sie bitten, uns dies sofort mitzuteilen.

Info VIVISOL

- 3 Wochen vor Reisebeginn im Inland
- 4-6 Wochen vor Reisebeginn ins Ausland

Ich packe meinen Koffer und **VIVISOL** reist mit...

Wir bieten eine kostenlose* Flüssigsauerstoffversorgung in Österreich und im Ausland übernehmen wir für bis zu 3 Wochen 50% der Kosten, sofern wir in Ihrem gewünschten Reiseland einen Partner für die Versorgung haben.



* sofern Sie von VIVISOL Österreich betreut werden und an Ihrem Urlaubsort weder als Hauptwohnsitz noch als Nebenwohnsitz gemeldet sind.

VIVItavel Reiseservice-Team

Tel: 01/524 62 83
Fax: 01/524 16 42
vivitavel@vivisol.at



• Gute Reise!

Autoreisen

*Sicherheit
geht vor*

Selbstanreise mit dem Auto

Das Auto ist das gebräuchlichste Transportmittel. Um die eigene Sicherheit und die der anderen zu gewährleisten sind einige Sicherheitshinweise zu beachten.

Geräteübersicht

Flüssigsauerstoffsysteme

- ✓ Mobile Einheiten
- ✓ Stationärer Behälter

Konzentratoren

- ✓ Mobile Konzentratoren
- ✓ Standkonzentrator

In Ausnahmefällen

Unser Kundenservice informiert Sie gerne über den Transport von Flüssigsauerstoff im PKW. Fordern Sie bitte das Formular „*Einweisung zum Transport eines Flüssigsauerstoffgeräts im Privat-PKW*“ zur Bewilligung des Privattransportes an.

Der Transport eines stationären Behälters wird ausdrücklich nicht von VIVISOL empfohlen.



Sicherheitshinweise



Rauchen, offene Flammen oder andere Zündquellen sind streng verboten!

Behälter kurz vor der Abfahrt füllen. Nur so viele Geräte mitnehmen, wie unbedingt notwendig.

Das Gerät darf nur aufrecht und entsprechend dem KFG zuverlässig befestigt transportiert werden.

Belüften Sie das Auto während der Fahrt durch einen Spalt im Fenster.

Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt im PKW zurück.

Beim Betanken des Fahrzeugs darf kein Sauerstoff konsumiert werden. Der Durchflussregler ist auf „0“ zu stellen.

Führen Sie die vollständige Patienteninformationsmappe, das Sicherheitsdatenblatt und einen Feuerlöscher im Fahrzeug mit.

Das Befüllen des Mobilgeräts ist nur außerhalb des Fahrzeugs erlaubt.

Informieren Sie Ihre KFZ Versicherung.

Lassen Sie das Auto nicht lange in der Sonne stehen.



Busreisen



Reisen mit dem Bus

Eine Reise mit dem Bus wird von vielen oft als sehr angenehm angesehen. Um die eigene Sicherheit und die der anderen Passagiere zu gewährleisten sind einige Sicherheitshinweise zu beachten.

Geräteübersicht

Flüssigsauerstoffsysteme

- ✓ Mobile Einheiten
- ✗ Stationärer Behälter

Konzentratoren

- ✓ Mobile Konzentratoren
- ✓ Standkonzentrator

Bitte informieren Sie sich auch über die Sicherheitshinweise der Busgesellschaft.



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise



• Gute Fahrt

Sicherheitshinweise

Informieren Sie die Busgesellschaft, dass Sie ein Sauerstoffpatient sind und klären Sie die mögliche Mitnahme eines Sauerstoffgerätes ab.

Rauchen, offene Flammen oder andere Zündquellen sind streng verboten!

Behälter kurz vor der Abfahrt füllen. Nur so viele Geräte mitnehmen, wie unbedingt notwendig.

Das Gerät darf nur aufrecht und entsprechend dem KFG zuverlässig befestigt transportiert werden.


Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt im Bus zurück.

Führen Sie die vollständige Patienteninformationsmappe und das Sicherheitsdatenblatt mit.



Flugreisen

*Grenzenlose
Freiheit
über den Wolken*



Reisen mit dem Flugzeug

Die Verwendung von eigenen Sauerstoffsystemen des Patienten wird von vielen Fluggesellschaften, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nicht gestattet. Die Fluggesellschaft wird Sie mit dem notwendigen Sauerstoff während des Fluges versorgen oder Ihnen eventuell die Genehmigung für den Gebrauch eines mobilen Konzentrators erteilen.

Häufig wird von der Fluggesellschaft eine Gebühr für die Sauerstoffversorgung an Bord veranschlagt.

Geräteübersicht

Flüssigsauerstoffsysteme

- ✗ Mobile Einheiten
- ✗ Stationärer Behälter

Konzentratoren

- ✓ Mobile Konzentratoren
- ✓ Standkonzentrator



Sicherheitshinweise

• Guten Flug



Sicherheitshinweise

Sprechen Sie vorab mit Ihrem Lungenfacharzt.

Informieren Sie die Fluggesellschaft oder Ihr Reisebüro vor der Reservierung darüber, dass Sie Passagier mit Sauerstofftherapie sind.

Holen Sie rechtzeitig vor Reiseantritt eine „Flugtauglichkeitsbestätigung“ von Ihrem Arzt ein.

Der Sauerstoffflow wird vom Bordpersonal auf den vorgeschriebenen Wert fest eingestellt und kann nicht je nach Höhenlage verändert werden.

Das letzte Wort hat immer der Pilot!



Schiffsreisen



Die erstaunliche
Weite des
Horizonts genießen

Reisen mit dem Schiff

Aufgrund der kleinen Kabinen und der schlechten Belüftung dieser, ist es ratsam an Bord mobile Konzentratoren zu benutzen.

Informieren Sie unbedingt vor Reiseantritt die Schifffahrtsgesellschaft, dass Sie ein Patient mit Sauerstofftherapie sind.

Gerne unterstützen wir Sie hier.

Geräteübersicht

Flüssigsauerstoffsysteme

- ✗ Mobile Einheiten
- ✗ Stationärer Behälter

Konzentratoren

- ✓ Mobile Konzentratoren
- ✓ Standkonzentrator

✓ Erlaubnis muss bei Rederei
erfragt werden
✗ Erlaubnis nicht gegeben



Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise

Informieren Sie die Schiffahrtsgesellschaft, dass Sie ein Patient mit Sauerstofftherapie sind bzw. klären Sie mit der Charterfirma die Stromversorgung an Bord ab.

Halten Sie sich in Nichtraucheräumen und -kabinen auf.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt zurück.

Das letzte Wort hat immer der Kapitän!



Ahoi



Zugreisen



Reisen mit dem Zug

Das Reisen mit dem Zug ist eine der bequemsten und erholsamsten Arten, Urlaub mit Sauerstoff zu machen.

Bitte beachten Sie auch hierbei einige wichtige Sicherheitshinweise.

Geräteübersicht

Flüssigsauerstoffsysteme

- ✓ Mobile Einheiten
- ✗ Stationärer Behälter

Konzentratoren

- ✓ Mobile Konzentratoren
- ✓ Standkonzentrador



Sicherheitshinweise



Gute Fahrt

Sicherheitshinweise

- Behälter kurz vor der Abfahrt füllen.
- Nehmen Sie nur ein Gerät mit - vor allem, wenn Sie ohne Begleitung reisen.
- Befördern Sie das Gerät aufrecht.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Immer in Nichtraucherabteilen reisen.



Camping



Camping mit Sauerstoff

Vorab ist eine schriftliche Genehmigung bei der Verwaltung des Campingplatzes zu erfragen und diesedann auch an VIVISOL zu senden.

Speziell beim Camping erhöhen Funken von einem Grill oder einem Gaskocher und Lampen mit offener Flamme die Brandgefahr.

Geräteübersicht

Flüssigsauerstoffsysteme

- ✓ Mobile Einheiten
- ✓ Stationärer Behälter

Konzentratoren

- ✓ Mobile Konzentratoren
- ✓ Standkonzentrator



Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise

Sauerstoff ist brandfördernd, somit halten Sie bitte einen Sicherheitsabstand zu einem offenen Feuer.

Informieren Sie den Campingplatz, dass Sie Sauerstoffpatient sind, um bezüglich der Sicherheit die beste Lösung zu finden.

Eine schriftliche Genehmigung vom Campingplatz ist VIVISOL vorzulegen.



Gute Reise!



Sauerstofftankstellen

Bitte beachten Sie die jeweiligen Öffnungszeiten - wir empfehlen zur eigenen Sicherheit vorher telefonisch anzufragen.
Änderungen vorbehalten, die aktuelle Liste finden Sie unter: www.vivisol.at

Wien	1010 Wien	Urania-Apotheke	Tel. 01 512 44 63
	1060 Wien	Apotheke „Am Naschmarkt“	Tel. 01 586 51 59
	1070 Wien	Apotheke „Zum weißen Hirschen“	Tel. 01 523 76 68
	1070 Wien	Walfisch-Apotheke	Tel. 01 523 81 79
	1100 Wien	Apotheke am Reumannplatz	Tel. 01 604 13 98
	1100 Wien	Kur-Apotheke	Tel. 01 688 13 23
	1110 Wien	Ludwigs-Apotheke	Tel. 01 767 51 34
	1140 Wien	Europa Apotheke	Tel. 01 912 37 90
	1140 Wien	Apotheke im Auhof Center	Tel. 01 577 14 44
	1150 Wien	Lindwurm Apotheke	Tel. 01 982 24 21
	1160 Wien	Apotheke am Schuhmeierplatz	Tel. 01 486 33 74
	1170 Wien	Linden Apotheke	Tel. 01 486 24 04
	1200 Wien	Allerheiligen-Apotheke	Tel. 01 330 43 23
	1210 Wien	Apotheke 21	Tel. 01 890 32 28
	1220 Wien	Apotheke Regenwald	Tel. 01 202 28 13
	1230 Wien	Apotheke Rodaun	Tel. 01 888 41 70
NÖ	2320 Schwechat	Landschafts-Apotheke	Tel. 01 707 64 96
	2700 Wr. Neustadt	Alte Kronen-Apotheke	Tel. 02622 233 00
	2700 Wr. Neustadt	Bahnhof-Apotheke	Tel. 02622 232 93
	3500 Krems	Univ. Klinikum Krems	Tel. 02732 900 40
	2130 Mistelbach	Apotheke Mistelbach	Tel. 02572 244 20
	2500 Baden	Landschafts-Apotheke	Tel. 02252 863 15
Bgld.	7082 Donnerskirchen	Schutzengel-Apotheke	Tel. 02683 854 2
	7350 Oberpullendorf	Apotheke „Zum Mohren“	Tel. 02612 423 39
OÖ	4020 Linz	Krankenhaus Elisabethinen	Tel. 0732 767 60
	4020 Linz	City Apotheke	Tel. 0732 600 150
	4061 Pasching	Christophorus-Apotheke Plus-City	Tel. 07229 610 85
	4600 Wels	Schutzengel-Apotheke	Tel. 07242 470 98
	4840 Vöcklabruck	Apotheke Schöndorf	Tel. 07672 225 62
	4813 Altmünster	Lilienapotheke	Tel. 07612 876 86
	4800 Attnang-Puchheim	Anna-Apotheke	Tel. 07674 623 73



Für alle SauerstoffpatientInnen kostenlos
Mit den Geräten aller Lieferanten kompatibel



Sbg.	5020 Salzburg 5760 Saalfelden	Borromäus Apotheke Pinzgau-Apotheke	Tel. 0662 643 655 Tel. 06582 741 03
Stmk.	8010 Graz 8045 Graz-Andritz 8054 Seiersberg 8160 Weiz 8041 Graz-Liebenau	Adler Apotheke Apotheke Andritz Lilien-Apotheke Paracelsus Apotheke Apotheke „Am Grünanger“	Tel. 0316 830 342 Tel. 0316 672 808 Tel. 0316 253 005 Tel. 0317 236 50 Tel. 0316 472 118
Ktn.	9020 Klagenfurt 9500 Villach 9100 Völkermarkt	Apotheke vorm Lindwurm Kreis-Apotheke „Zum goldenen Löwen“ Apotheke „Zur Mariahilf“	Tel. 0463 512 575 Tel. 04242 241 18 Tel. 04232 24 42
Tirol	6020 Innsbruck 6460 Imst 6500 Landeck 9900 Lienz	St. Anna Apotheke Stadt Apotheke Stadt Apotheke „Zur Mariahilf“ Bezirkskrankenhaus	Tel. 0512 585 847 Tel. 05412 662 10 Tel. 05442 623 34 Tel. 04852 606
Vbg.	6850 Dornbirn 6700 Bludenz 6900 Bregenz	Apotheke im Messepark Apotheke Bludenz Stadt Apotheke	Tel. 05572 558 80 Tel. 05552 620 47 Tel. 05574 421 02

Ich möchte reisen...



Ausfüllen und schicken

Bitte füllen Sie das Formular auf der rechten Seite vollständig in Blockbuchstaben aus und senden Sie uns dieses.

Für Rückfragen steht Ihnen unser VIVItravel Reiseservice-Team selbstverständlich gerne auch telefonisch zur Verfügung.

Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reise zu garantieren senden Sie uns bitte Ihren Antrag spät. 3 Wochen vor Reisebeginn bei einem Urlaub im Inland und 4-6 Wochen vor Reisebeginn bei einem Urlaub im Ausland.

Wir wünschen einen schönen Urlaub!

3 Wochen vor
Reisebeginn im Inland

4-6 Wochen vor
Reisebeginn ins Ausland

VIVItravel Reiseservice-Team

Tel: 01/524 62 83
Fax: 01/524 16 42
vivittravel@vivisol.at

Info an vivisol

VIVISOL Heimbehandlungsgeräte GmbH
VIVItavel Reiseservice
Richard Strauss-Straße 10, 1230 Wien

vivitavel@vivisol.at
Fax: 01/524 16 42

Kundendaten

Vor- und Zuname

Straße

PLZ / Ort

Sozialversicherungsnummer

Telefon

Aufenthalt (Urlaubsort)

Name der Unterkunft

Straße

PLZ / Ort

Land

Telefon (Unterkunft)

Ankunftsdatum

Abreisedatum

Anmerkungen

Therapiedaten Bitte Zutreffendes ankreuzen

☐ Flüssigsauerstoff

☐ Standkonzentrator

☐ Mobiler Konzentrator

Therapiegerät Bezeichnung

Sauerstoffverbrauch in l/min. (in Ruhe)

Sauerstoffverbrauch in l/min. (unter Belastung)

Datum

Unterschrift Patient





VIVISOL

Home Care Services

VIVISOL
Heimbehandlungsgeräte GmbH

office@vivisol.at

www.vivisol.at

Zentrale Wien

Richard Strauss-Straße 10 · 1230 Wien

t +43 1 524 62 83

f +43 1 524 16 42

Alle VIVISOL Atemcenter Standorte

Wien

Richard Strauss Straße 10 · 1230 Wien

Tel.: +43 1 524 62 83

Wien

Barichgasse 40 · 1030 Wien

Tel.: +43 1 524 628 34 50

Villach

Italienerstraße 40 · 9500 Villach

Tel.: +43 4242 413 41

Graz

Plüddemanngasse 56 · 8010 Graz

Tel.: +43 316 376176

Hohenems

Bahnhofstraße 23 · 6845 Hohenems

Tel.: +43 5576 25000

Linz

Weingartshofstraße 33-35 · 4020 Linz

Tel.: +43 1524 62 83 491



VIVIttravel Reiseservice-Team

Tel: 01/524 62 83
Fax: 01/524 16 42
vivittravel@vivisol.at

• Gute Reise!



VIVISOL
Home Care Services

VIVISOL
Heimbehandlungsgeräte GmbH


office@vivisol.at
www.vivisol.at

Zentrale Wien

Richard Strauss-Straße 10 · 1230 Wien

t +43 1 524 62 83

f +43 1 524 16 42



Weitere Informationen unter
www.vivisol.at

Gender-Klausel

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen, die in dieser Broschüre in der männlichen Form verwendet werden, gelten sinngemäß auch in der weiblichen Form. Lediglich aus Gründen der Vereinfachung wurde oft nur die männliche Form gewählt.