



Verordnungsformular Schlafapnoetherapie Telemedizin

Dient zur Vorlage bei der zuständigen Krankenkasse

☐ Erstverordnung ☐ Weiterverordnung ☐ Umverordnung

ggf. medizinische Begründung für Umverordnung im Feld Notiz.

E-Mail an:
frontoffice@vivisol.at
Vielen Dank!

Bitte vollständig ausfüllen

Patientendaten	Vor- und Zuname		Geschlecht		Krankenkasse	
			☐ M ☐ F ☐ D			
Diagnose	PLZ		Ort		Geburtsdatum (dd/mm/yy)	
Therapiegerät	Strasse		Versicherungsnummer		Telefonnummer des Patienten	
Geräteeeinstellungen	Lieferadresse (falls abweichend von der Patientenadresse)		Entlassungsdatum		Name Angehöriger / Erwachsenenvertreter/ Telefonnummer	
Zubehör	Die Indikationsdiagnose, sowie alle notwendigen Indikationsbefunde wurden entsprechend den Kriterien der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie erstellt und dokumentiert.		AHI			
Patient/in	Gerät + Modus		Notizen			
	AirSense 11 AutoSet ☐ CPAP ☐ AutoSet ☐ AutoSet for Her		AirSense 10 AutoSet ☐ CPAP ☐ AutoSet			
Verordner	Atemhilfsmittel Seriennummer bei Ausgabe an den Patient durch den Verordner:		Device-Nr. AirSense			
			☐ Patient bekommt zusätzlich Sauerstoff			
Verordner	Therapiedruck		EPR-Stufe		Rampe	
	☐ Max. Druck [hPa] ☐ (Min.) Druck wenn CPAP [hPa]		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3		☐ AutoRampe ☐ Rampe [min.] ☐ Startdruck [hPa]	
Verordner	AutoSet-Reaktion		EPR Typ		Smart Start ☐ ja ☐ nein	
	☐ Standard ☐ Sanft		☐ Nur Rampe ☐ Vollzeit		Smart Stop (Nur AS11) ☐ ja ☐ nein	
Verordner	Smart Check-In (Nur AS11) ☐ ja ☐ nein		Einstellungsänderung		☐ Änderungen wurden bereits vom Schlaflabor durchgeführt.	
					☐ Änderungen müssen von VIVISOL durchgeführt werden.	
Verordner	Atemluftbefeuchter Bezeichnung / Seriennummer		Maske Bezeichnung / Größe			
					☐ FullFace ☐ Nasal ☐ Nasenpolster	
Verordner	Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt oben genannter Geräte / Zubehör inklusive Gebrauchsanweisung und Reinigungsanleitung sowie die Einweisung in diese.		Datum / Ort		Unterschrift Patient / Angehöriger / Erwachsenenvertreter	
	Ich erkläre mein Einverständnis zur Teilnahme am Therapie-management mit AirView gemäß umseitiger Information.					
Verordner	Ansprechpartner Institution / Ordination		Telefonnummer der Station		Datum / Ort	
Verordner	Unterschrift und Stempel / Verordner					

VIVISOL ist verpflichtet - im Falle der Verordnung eines Therapiegerätes auch Depotgeräte einzusetzen.

Bitte beachten Sie die Rückseite



Versicherungsnummer

Geburtsdatum (dd/mm/yy)

★ AirView Modul Seriennummer od. Device-Nr. (AirSense)

Patienteninformation zur Teilnahme am Therapiemanagement mit AirView

Was ist AirView?

AirView ist eine Onlineanwendung, mit dem Ihr behandelndes Schlaflabor und VIVISOL Ihre Therapie zu medizinischen Zwecken online begleiten und optimieren kann. Dazu werden tagsüber automatisch Daten von Ihrem Schlaftherapiegerät über ein privates Mobilfunknetzwerk an einen Server gesendet.

Welche Daten werden an AirView übertragen?

AirView überträgt Informationen wie zum Beispiel Nutzungsstunden, Maskenleckagen, Druckverlauf, Apnoe-/Hypopnoeindex (AHI), Therapiemodus und -druck und Seriennummer des Kommunikationsmoduls. Diese Daten sind anonymisiert und enthalten somit keine persönlichen Informationen wie Ihren Namen oder Ihre Adresse. Sie werden erst in der Darstellung für die Analyse und Bewertung miteinander verknüpft.

Wer hat Zugriff auf die Daten und zu welchem Zweck?

Nur Ihr behandelndes Schlaflabor und VIVISOL haben Zugriff auf Ihre Daten.

VIVISOL verwaltet die Zugriffsberechtigungen und entscheidet welche Information wer und zu welchem Zweck abrufen und nutzen kann. Dies sind zum Beispiel die Analyse und Bewertung Ihrer Behandlung aus medizinischer Sicht, zur optimalen Betreuung und gegebenenfalls zur Anpassung von Geräteeinstellungen.

Das System wird von ResMed, dem Hersteller Ihres Schlaftherapiegerätes bereitgestellt und betrieben.

ResMed hat keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen.

Bei etwaigen Therapieproblemen liegt es in der Verantwortung des Patienten, den Leistungserbringer zu informieren, um eine Hilfestellung und Verbesserung der Therapie zu ermöglichen. Durch die Datenübermittlung und die hierdurch entstehende Einsicht in Ihre Therapiedaten entsteht jedoch für den Leistungserbringer weder eine Pflicht, Ihre Daten zu überwachen, noch aufgrund der Daten irgendwelche Handlungen vorzunehmen.

Teilnahme am Therapiemanagement mit AirView.

Mit dem Einverständnis zur Teilnahme genehmige ich die Erfassung, Verarbeitung und Verwendung meiner Daten, sowie deren Speicherung auf einem Server. Dieser Server steht in Frankreich und wird von einem Drittunternehmen betrieben, welches eine Lizenz für das Hosting personenbezogener Gesundheitsdaten entsprechend den geltenden europäischen, deutschen und österreichischen Gesetzen hat.

Mir ist bewusst, dass es durch die elektronische Übertragung über öffentlich Netzwerke zu Zugriffen unbefugter Dritter auf anonymisierte Daten kommen kann. VIVISOL kann nicht für Schäden aufgrund des Abfangens jeglicher Kommunikationen oder anderer verwandter Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz persönlicher Daten haftbar gemacht werden. Mir wurde AirView genau erläutert und meine Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet.

Die Teilnahme, Nichtteilnahme oder ein späterer Widerruf hat keinerlei Einfluss auf meine Behandlung. Ich kann mein Einverständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zudem habe ich das Recht auf Zugriff, Korrektur und Löschung meiner Patientendaten in AirView. Dazu muss ich mich unter Tel. +43 1 524 62 83 oder per E-Mail frontoffice@vivisol.at an VIVISOL wenden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: **VIVISOL Heimbehandlungsgeräte GmbH, Tel. +43 1 524 62 83**

Ich erkläre mein Einverständnis zur Teilnahme am Therapiemanagement mit AirView gemäß obiger Information.

Die VIVISOL Heimbehandlungsgeräte GmbH verarbeitet Ihre Daten nach den Grundsätzen der Datenschutzgrundverordnung Art. 5 zum Zwecke der Versorgung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a), b), c). Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte ohne Rechtsgrundlage übermittelt und nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei VIVISOL finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.vivisol.at/index.php/pages/nutzungshinweise-urheberrecht-datenschutz>. Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail Adresse datenschutz@vivisol.at

Unterschrift Patient / Erwachsenenvertreter* / Angehöriger*

Datum

Name Patient / Erwachsenenvertreter* / Angehöriger* (in Blockbuchstaben)

*falls zutreffend